


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Lipocalina-2/Ngal Per Wb, Elisa - P80188

Numero articolo: CM0027369



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Lipocalina-2/NGAL umana (SWISS P80188). Validato per WB ed ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per ricerche sul traffico del ferro, immunità e biomarcatori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome prodotto	Lipocalina-2/NGAL pAb coniglio
Note/Alias	p25; 24p3; MSFI; NGAL; Lipocalina-2/NGAL
Specie	Umano
GeneID (umano)	3934
GeneID	3934
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross reattività	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P80188
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio