


Anticorpo Rabbit Polymab® Anti-Lipocalina-2/Ngal Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P80188 / P11672

Numero articolo: CM0011812



introduzione

Anticorpo monoclonale polimorfo di coniglio contro la Lipocalina-2/NGAL umana/murina. Validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Adatto per la ricerca sull'apoptosi, l'immunità innata e il metabolismo del ferro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Lipocalin-2/NGAL Rabbit PolymAb®
Note/Alias	p25; 24p3; MSFI; NGAL; Lipocalin-2/NGAL; AW212229; NRL; Sip24
Specie	Umana/Murina
GeneID (Umano)	3934
GeneID	3934/16819
Immunogeno	Proteina ricombinante di Lipocalina-2/NGAL umana/murina
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Murina
SWISS	P80188/P11672
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio