

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro Lipoproteina Lipasi (Lpl) Per Wb, Elisa - P06858

Numero articolo: CM0008438



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro la Lipoproteina lipasi umana (LPL, P06858). Convalidato per WB e ELISA, presenta reattività crociata con il topo. Adatto per la ricerca sul metabolismo lipidico e le malattie cardiovascolari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Lipoproteina lipasi (LPL) Rabbit mAb
Note / Alias	LIPD; HDLCQ11; Lipoprotein lipase (LPL)
Specie	Umana
GenelD (Umana)	4023
GenelD	4023
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 376-475 della Lipoproteina lipasi umana (LPL) (P06858).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	P06858
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio