

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Lipoproteina Lipasi (Lpl) Per Wb, Elisa - P06858

Numero articolo: CM0022265



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Lipoproteina lipasi (LPL) umana, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sul metabolismo lipidico e cardiovascolare. SWISS: P06858.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Lipoproteina lipasi (LPL) Rabbit pAb
Note/Alias	LIPD; HDLCQ11; Lipoprotein lipase (LPL)
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	4023
ID gene	4023
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 124-475 della Lipoproteina lipasi umana (Lipoproteina lipasi (LPL)) (NP_000228.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P06858
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio