


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Lis1 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P43034

Numero articolo: CM0011212



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-LIS1 (PAFAH1B1) per WB, IF/ICC, IP, ELISA. Validato in campioni umani, di topo e di ratto; rileva una proteina di 47 kDa coinvolta nella regolazione della dineina e nella migrazione neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LIS1 mAb di coniglio
Note/alias	MDS; LIS1; LIS2; MDCR; NudF; PAFAH
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	5048
ID del gene	5048
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della LIS1 umana (P43034).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P43034
Peso della proteina	47 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante