


Anticorpo Policlonale Anti-Lkb1 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q15831

Numero articolo: CM0021725



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-LKB1 validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani, murini e di ratto. Targetizza il soppressore tumorale STK11 (Q15831), ideale per studi sul metabolismo, sulla polarità cellulare e sul danno al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LKB1 Rabbit pAb
Note/Alias	PJS; LKB1; hLKB1
Specie	Umana
GeneID (umano)	6794
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 134-433 di LKB1 umano (NP_000446.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q15831
Peso della proteina	49 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio