


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Lkb1 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q15831

Numero articolo: CM0004747



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-LKB1 umano (STK11) validato per Western blot, IHC-P, IP e ELISA. Rileva LKB1 endogeno in campioni di origine umana, murina e ratto. Ideale per la ricerca su metabolismo, polarità cellulare e geni oncosoppressori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validated] LKB1 Rabbit mAb
Note/Alias	PJS; LKB1; hLKB1; B1
Specie	Umana
ID gene (umano)	6794
ID gene	6794
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 134-433 di LKB1 umano (NP_000446.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15831
Peso proteico	49 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio