

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-LLGL1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15334

Numero articolo: CM0018751



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-LLGL1 validato per Western blot, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Riconosce LLGL1 umano, murino e ratto, una proteina della polarità cellulare di 115 kDa coinvolta nella soppressione tumorale e nello neurosviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LLGL1 Rabbit pAb
Note/Alias	DLG4; HUGL; LLGL; Lgl1; Mgl1; HUGL1; HUGL-1; LLGL1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3996
GeneID	3996
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-190 di LLGL1 umano (NP_004131.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15334
Peso Proteico	115kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio