


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Llph Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Brt6

Numero articolo: CM0023814



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-LLPH convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano e ratto. Adatto per studi sulla crescita dendritica e delle spine e sulla trasmissione sinaptica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LLPH Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	hLLP; C12orf31; LLPH
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	84298
ID Gene	84298
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-129 dell'LLPH umano (NP_115714.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q9BRT6
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio