


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Lman1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P49257

Numero articolo: CM0011186



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio LMAN1 validato per WB, IHC-P ed ELISA; rileva ERGIC-53 umano, murino e di ratto, un recettore del carico per il trasporto dal RE al Golgi. Esclusivamente per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	mAb LMAN1 di coniglio
Note/alias	MR60, gp58, F5F8D, FMFD1, MCFD1, ERGIC53, ERGIC-53, LMAN1
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	3998
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di LMAN1 umano (P49257).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P49257
Peso della proteina	54 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante