


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lman1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49257

Numero articolo: CM0016531



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LMAN1 umano (ERGIC-53, MR60) per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo, ratto. Supporta la ricerca sulle lectine intracellulari e sul trasporto del carico ER-Golgi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LMAN1 pAb di Coniglio
Osservazioni/Alias	MR60; gp58; F5F8D; FMFD1; MCFD1; ERGIC53; ERGIC-53; LMAN1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3998
GeneID	3998
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 270-480 di LMAN1 umano (NP_005561.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49257
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio