

Anticorpo Policlonale Anti-Lman2 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q12907

Numero articolo: CM0016507

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LMAN2 umano (VIP36), convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce incrociato con il topo. LMAN2 è una lecitina intracellulare coinvolta nel traffico delle glicoproteine nella via secretoria iniziale. Ideale per la ricerca di biologia cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LMAN2 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	GP36B; VIP36; C5orf8; LMAN2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10960
GeneID	10960
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 190-320 di LMAN2 umana (NP_006807.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Topo
SWISS	Q12907
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio