

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lman2L Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9H0V9

Numero articolo: CM0019716

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro LMAN2L (VIPL) umano, adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studiare il traffico di glicoproteine dal reticolo endoplasmatico all'apparato di Golgi e la regolazione di ERGIC-53.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LMAN2L Rabbit pAb
Note/Alias	VIPL; MRD69; MRT52; LMAN2L
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	81562
ID Gene	81562
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 189-348 di LMAN2L umano (NP_110432.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H0V9
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio