

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lmo1 (Rhombotin-1) Per Wb, Elisa - P25800

Numero articolo: CM0025953

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro LMO1 (Rhombotin-1) umano, validato per WB e ELISA. Adatto per studi sulla regolazione genica neuronale, proteine con dominio LIM e leucemia a cellule T. Specifico per l'uomo, con una banda prevista di ~18 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LMO1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	TTG1; RBTN1; RHOM1; LMO1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4004
GeneID	4004
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-156 di LMO1 umano (NP_002306.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P25800
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio