

Anticorpo Monoclonale Anti-Lmo2 Per Wb, Elisa - P25791

Numero articolo: CM0004141



introduzione

Anticorpo monoclonale di alta qualità Anti-LMO2 da coniglio per WB ed ELISA. Mira all'LMO2 umano (18 kDa), un regolatore della trascrizione nucleare essenziale per lo sviluppo eritroide. Ideale per la ricerca sull'ematopoiesi e la leucemia da CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb da coniglio anti-LMO2
Note/Alias	TTG2; LMO-2; RBTN2; RHOM2; RBTN1; LMO2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4005
GeneID	4005
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P25791
Peso Molecolare Proteina	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio