

Anticorpo Policlonale Anti-Lmo2 Da Coniglio Per Wb, Elisa - P25791

Numero articolo: CM0022407



introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio contro LMO2 umano (Rhombotin-2). Validato per WB e ELISA, con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Per ricerche sullo sviluppo eritroide e sulla leucemia. 18 kDa. UniProt P25791.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LMO2 Rabbit pAb
Note / Alias	TTG2; LMO-2; RBTN2; RHOM2; RBTN1; LMO2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4005
GeneID	4005
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-158 di LMO2 umano (NP_001135788.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P25791
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio