


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Lmo4 Per Wb Ed Elisa - P61968

Numero articolo: CM0007859



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio mirato al LMO4 umano (fattore di trascrizione a dominio LIM LMO4), adatto per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce con incroci con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della regolazione della trascrizione e dello sviluppo dei motoneuroni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LMO4 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	LMO4
Specie	Umano
Gene ID	8543
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 66-165 del LMO4 umano (P61968)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P61968
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio