


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Lmo4 Per If/Icc Ed Elisa - P61968

Numero articolo: CM0027672



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-LMO4 validato per IF/ICC ed ELISA. Reagisce con LMO4 umano, murino e ratto. Ideale per studi sulla regolazione della trascrizione, sull'identità dei neuroni motori e sulle oncoproteine. SWISS: P61968.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LMO4 Coniglio pAb
Note/Alias	LMO4
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	8543
Gene ID	8543
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-165 del LMO4 umano (NP_006760.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P61968
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio