


Anticorpo Policlonale Anti-Lmod1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P29536

Numero articolo: CM0030751



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LMOD1 umano, validato in WB, IHC-P, ELISA. Mira alla leiomodina-1, un fattore di nucleazione dell'actina critico per la contrattilità del muscolo liscio. Adatto per la ricerca nella biologia muscolare e nelle autoimmunità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome del prodotto	LMOD1 pAb Coniglio
Osservazioni/Alias	1D; D1; 64kD; MMIHS3; SMLMOD; SM-LMOD; LMOD1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	25802
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 29-187 di LMOD1 umano (NP_036266.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P29536
Peso proteico	67kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio