

Anticorpo Policlonale Anti-Lmx1B Per Wb, Elisa - O60663

Numero articolo: CM0016937

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LMX1B umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Utile per lo studio della regolazione della trascrizione dei podociti e dello sviluppo degli arti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LMX1B Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	NPS1; FSGS10; LMX1.2; LMX1B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4010
GeneID	4010
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di LMX1B umano (NP_001167618.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O60663
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio