

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lmx1B Per Wb, Elisa - O60663

Numero articolo: CM0027315

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio basato su proteina ricombinante, mirato al fattore di trascrizione umano LMX1B. Validato per WB ed ELISA, reagisce in modo crociato con il ratto. Adatto per la ricerca in biologia dei podociti e nello sviluppo degli arti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	LMX1B Rabbit pAb
Note/Alias	NPS1; FSGS10; LMX1.2; LMX1B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4010
GeneID	4010
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 136-395 di LMX1B umano (NP_002307.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Rat
SWISS	O60663
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio