

Anticorpo Policlonale Anti-Lnpep Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uiq6

Numero articolo: CM0016803



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LNPEP umano (Leucyl-cystinyl aminopeptidase), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della degradazione degli ormoni peptidici e dell'omeostasi della gravidanza.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LNPEP Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CAP; IRAP; PLAP; P-LAP; LNPEP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4012
GeneID	4012
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-110 di LNPEP umano (NP_005566.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9UIQ6
Peso proteico	117kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio