

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lnx1 Per Wb, Elisa - Q8Tbb1

Numero articolo: CM0027058



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio anti-LNX1 è adatto per Western blot (WB) e ELISA; riconosce LNX1 umano, murino e di ratto, una E3 ubiquitina-proteina ligasi che media la degradazione di NUMB e lo scaffold endocitico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LNX1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	LNX; MPDZ; PDZRN2; LNX1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	84708
GeneID	84708
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 501-594 di LNX1 umano (NP_001119800.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8TBB1
Peso proteico	81kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio