

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Lonp2 Per Wb, Elisa - Q86Wa8

Numero articolo: CM0022885

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro LONP2 umano, adatto per Western blot e ELISA. Reagisce con il topo e il ratto. Bersaglio della proteasi Lon perossisomale, utile per studiare la degradazione delle proteine perossisomali e la regolazione metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LONP2 Rabbit pAb
Note/Alias	LONP, PLON, LONPL, PSLON, LONP2
Specie	Umano
Gene ID	83752
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di LONP2 umano (NP_113678.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q86WA8
Peso proteico	95kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio