

Anticorpo Policlonale Anti-Loricrina Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P23490

Numero articolo: CM0023232

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Loricrina validato per WB, IF/ICC, IF-P, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Mira alla principale proteina dell'involucro dei cheratinociti. Ideale per studi di dermatologia e cheratinizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LORICRIN Rabbit pAb
Note/Alias	LOR; LORICRIN
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4014
ID Gene	4014
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della LORICRINA umana (NP_000418.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P23490
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio