

Anticorpo Policlonale Anti-Lox Per Wb - P28300

Numero articolo: CM0029275

introduzione

Esplora questo anticorpo policlonale di coniglio LOX (P28300), validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con LOX umano, di topo, di ratto; immunogeno a proteina ricombinante; 47kDa. Ideale per studiare il cross-linking di collagene/elastina e la soppressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LOX Rabbit pAb
Note/Alias	AAT10; LOX
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4015
GeneID	4015
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-400 di LOX umano (NP_002308.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P28300
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio