

Anticorpo Policlonale Anti-Loxl1 Per Wb, If-P, Elisa - Q08397

Numero articolo: CM0014866

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la LOXL1 umana, validato per WB, IF-P e ELISA. Riconosce la LOXL1 umana e di topo, una lisil ossidasi fondamentale per la reticolazione del collagene e dell'elastina nella matrice extracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettaglio
Nome del prodotto	Anticorpo Policlonale anti-LOXL1 di coniglio
Note/Alias	LOL, LOXL, LOXL1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4016
GeneID	4016
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli aminoacidi 95-370 della LOXL1 umana (NP_005567.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q08397
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio