

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Loxl1 Per Wb, Elisa - Q08397

Numero articolo: CM0004547

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia l'LOXL1 umano, adatto per applicazioni WB e ELISA. Reattività crociata validata per campioni umani. Peso proteico 63kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LOXL1 Rabbit mAb
Note / Alias	LOL; LOXL; LOXL1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	4016
GeneID	4016
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 95-370 dell'LOXL1 umano. (NP_005567.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q08397
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio