

Anticorpo Monoclonale Anti-Loxl2 Per Wb, Elisa - Q9Y4K0

Numero articolo: CM0004929



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro LOXL2 umano per applicazioni WB e ELISA. Mira alla lisil ossidasi omologa 2, coinvolta nel rimodellamento della cromatina, nell'EMT e nella reticolazione della matrice extracellulare. Ha reazione crociata con l'uomo. ~87kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LOXL2 Rabbit mAb
Note/Alias	LOR; LOR2; WS9-14; LOXL2
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	4017
ID genico	4017
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 675-774 di LOXL2 umano (Q9Y4K0)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Uomo
SWISS	Q9Y4K0
Peso proteico	87kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio