

Anticorpo Policlonale Anti-Loxl2 Per Wb, Elisa - Q9Y4K0

Numero articolo: CM0016999



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la proteina LOXL2 umana, validato per Western blot e ELISA. Reagisce con campioni di origine umana, murina e ratto. Ideale per lo studio della lisil ossidasi omologa 2 nella ricerca su EMT, regolazione della cromatina e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LOXL2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	LOR; LOR2; WS9-14; LOXL2
Specie	Umana
Gene ID	4017
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 51-290 della LOXL2 umana (NP_002309.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y4K0
Peso Proteico	87kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio