


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lpar2 (Edg4, Lpa2) Per Wb, Elisa - Q9Hbw0

Numero articolo: CM0018581



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LPAR2 umano (EDG4, LPA2) per WB ed ELISA. Il bersaglio è un recettore dell'acido lisofosfatidico coinvolto nella segnalazione accoppiata alle proteine G e in diverse attività cellulari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LPAR2 Rabbit pAb
Note/alias	EDG4; LPA2; EDG-4; LPA-2; LPAR2
Specie	Umana
GeneID (umano)	9170
GeneID	9170
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 250-350 di LPAR2 umano (NP_004711.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9HBW0
Peso della proteina	39 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio