

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lpcat1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nf37

Numero articolo: CM0030249

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LPCAT1 umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo dei fosfolipidi e sulla biosintesi del fattore attivante le piastrine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Anti-LPCAT1
Note/Alias	AYTL2; lpcat; AGPAT9; LPLAT8; PFAAP3; AGPAT10; LPCAT-1; lysoPAFAT; LPCAT1
Specie	Umano
GeneID	79888
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 325-534 di LPCAT1 umano (NP_079106.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8NF37
Peso Proteico	59kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio