

Anticorpo Policlonale Anti-Lpcat4 Per Wb, Elisa - Q643R3

Numero articolo: CM0018277

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LPCAT4 umano, reattivo con l'uomo e il topo. Ideale per applicazioni WB e ELISA. LPCAT4 è una lisofosfolipide aciltransferasi coinvolta nel metabolismo dei fosfolipidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LPCAT4 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri Nomi	AYTL3; AGPAT7; LPEAT2; LPLAT10; LPAAT-eta; LPCAT4
Specie	Umana
GeneID (Umana)	254531
GeneID	254531
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 345-524 della LPCAT4 umana (NP_705841.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonal
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q643R3
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio