

Anticorpo Monoclonale Anti-Lpp Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q93052

Numero articolo: CM0002072

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-LPP per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce il lipoma-preferred partner umano e murino, una proteina scaffold nell'adesione cellulare e nella segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LPP Rabbit mAb
Note/Alias	LPP; lipoma-preferred partner
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	4026
ID genico	4026
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della proteina LPP umana (Q93052).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	Q93052
Peso proteico	66 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio