

Anticorpo Policlonale Anti-Lrat Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - 095237

Numero articolo: CM0012900

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-LRAT validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Riconosce LRAT umano, murino e ratto. Adatto per ricerche sul metabolismo dei retinoidi e sulla visione. CamelBio offre questo prodotto come parte della sua piattaforma completa di materie prime per IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LRAT Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	LCA14; LRAT
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9227
GeneID	9227
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-194 di LRAT umano (NP_004735.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	095237
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio