


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lrg1 Per Wb, If-P, Elisa - P02750

Numero articolo: CM0025741



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-LRG1 validato per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Rileva la glicoproteina alfa-2 ricca di leucina in campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per studi sulle proteine plasmatiche e scoperta di biomarcatori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio LRG1 (pAb)
Note/Alias	LRG; HMFT1766; LRG1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	116844
ID Gene	116844
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 36-347 di LRG1 umano (NP_443204.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P02750
Peso Molecolare Proteico	38kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio