


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lrig1 Per Wb Ed Elisa - Q96Ja1

Numero articolo: CM0018091



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LRIG1 umano, validato per Western blot ed ELISA. Rileva LRIG1 endogeno in campioni umani e murini. Regolatore negativo dei recettori tirosin-chinasici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LRIG1 pAb di coniglio
Note/Alias	LIG1; LIG-1; LRIG1
Specie	Umano
ID genico	26018
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 816-1093 di LRIG1 umano (NP_056356.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q96JA1
Peso della proteina	119 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante