

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Lrp1 Per Wb, Elisa - Q07954

Numero articolo: CM0003893



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro LRP1 umano (505 kDa), convalidato per WB e ELISA. Rileva LRP1 umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo lipidico, l'endocitosi e le malattie neurodegenerative.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LRP1 Rabbit mAb
Note/Alias	APR; KPA; LRP; A2MR; CD91; APOER; LRP1A; TGFB5; IGFBP3R; IGFBP-3R; IGFBP3R1; LRP1
Specie	Umana
GeneID	4035
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 4400-4500 di LRP1 umano (Q07954).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q07954
Peso proteico	505kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio