


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Lrp1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q07954

Numero articolo: CM0013986



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio LRP1 di CamelBio validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Rileva LRP1 umano, murino e ratto, un recettore endocitico di 505 kDa coinvolto nell'omeostasi lipidica, nella clearance del tau e nella segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LRP1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	APR; KPA; LRP; A2MR; CD91; APOER; LRP1A; TGFBR5; IGFBP3R; IGFBP-3R; IGFBP3R1; LRP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4035
GeneID	4035
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 4401-4500 di LRP1 (NP_002323.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q07954
Peso proteico	505kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio