


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lrp2 (Megalin) Per Wb, Ihc-P, If-P - P98164

Numero articolo: CM0028612



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LRP2 (megalin/gp330) umano. Convalidato per Western blot, IHC-P, IF-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per ricerche sull'endocitosi e in campo renale/neuroscientifico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LRP2 Rabbit pAb
Note/Alias	DBS; GP330; LRP-2; LRP2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4036
GeneID	4036
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 4446-4655 di LRP2 umano (NP_004516.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P98164
Peso proteico	522kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio