

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Lrp4 Per If-P, Elisa - 075096

Numero articolo: CM0019802



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit anti-LRP4 validato per IF-P e ELISA in campioni umani. Bersaglia LRP4, un recettore coinvolto nella formazione ossea e nella giunzione neuromuscolare. UniProt: O75096.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LRP4 Rabbit pAb
Note/Alias	CLSS; CMS17; LRP-4; LRP10; MEGF7; SOST2; LRP4
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	4038
ID gene	4038
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1621-1720 della proteina LRP4 umana (NP_002325.2).
Origine	Coniglio (Rabbit)
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	O75096
Peso proteico	212 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio