

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Lrp5 Per Wb, Elisa - O75197

Numero articolo: CM0003545

introduzione

LRP5 Rabbit mAb (O75197) per WB e ELISA. Validato nell'uomo e nel topo, bersaglia il corecettore Wnt LRP5 coinvolto nello sviluppo osseo e nella carcinogenesi. Ideale per applicazioni diagnostiche e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LRP5 mAb di coniglio
Note/Alias	HBM; LR3; OPS; EVR1; EVR4; LRP7; OPPG; BMND1; LRP-5; LRP-7; OPTA1; PCLD4; VBCH2; LRP5
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	4041
ID Gene	4041
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1400-1500 della LRP5 umana (NP_002326.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo
SWISS	O75197
Peso Proteico	179 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio