

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lrp5 Per Wb, If/Icc, Elisa - 075197

Numero articolo: CM0012941

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LRP5 umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Corecettore nella segnalazione Wnt, sviluppo osseo e vascolarizzazione retinica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo pAb di Coniglio LRP5
Note/Alias	HBM; LR3; OPS; EVR1; EVR4; LRP7; OPPG; BMND1; LRP-5; LRP-7; OPTA1; PCLD4; VBCH2; LRP5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4041
GeneID	4041
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	075197
Peso Proteico	179kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio