


Anti-Lrp6 Coniglio Policlonale Anticorpo Per If/Icc, Elisa - 075581

Numero articolo: CM0017653



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LRP6 umano, un corecettore Wnt coinvolto nella segnalazione beta-catenina. Adatto per applicazioni IF/ICC ed ELISA. Validato per campioni umani. UniProt O75581.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LRP6 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	ADCAD2; STHAG7; LRP6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4040
Immunogeno	Proteina Ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-150 di LRP6 umano (NP_002327.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O75581
Peso Proteico	180kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio