


## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Lrp6 Per Wb, Elisa - 075581

Numero articolo: CM0029355



### introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio è mirato contro LRP6 umano, un corecettore della segnalazione Wnt, validato per Western blot (WB) ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione beta-catenina e processi correlati.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | LRP6 Rabbit pAb                                                                                                     |
| Osservazioni/Alias  | ADCAD2; STHAG7; LRP6                                                                                                |
| Specie              | Umano                                                                                                               |
| Gene ID             | 4040                                                                                                                |
| Immunogeno          | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 200-300 di LRP6 umano (NP_002327.2) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                               |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                           |
| Reattività Crociata | Topo, Ratto                                                                                                         |
| SWISS               | 075581                                                                                                              |
| Peso Proteico       | 180kDa                                                                                                              |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                  |