

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lrpap1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30533

Numero articolo: CM0017290



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro LRPAP1 umano (RAP, alpha-2-MRAP). Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Funziona come chaperone molecolare per le proteine correlate al recettore delle LDL.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LRPAP1 Rabbit pAb
Note/alias	RAP; MRAP; A2RAP; HBP44; MYP23; A2MRAP; alpha-2-MRAP; LRPAP1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	4043
GeneID	4043
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-357 di LRPAP1 umano (NP_002328.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P30533
Peso della proteina	41kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante