


Anti-Lrpprc Coniglio Anticorpo Policlonale (Wb/Ihc-P/If-Icc/Elisa) - P42704

Numero articolo: CM0026474



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LRPPRC, destinato a WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Cross-reattività con umano, topo e ratto. Ideale per studi sul metabolismo dell'RNA mitocondriale e sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LRPPRC Coniglio pAb
Note/Alias	LSFC; GP130; LRP130; MC4DN5; CLONE-23970; LRPPRC
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10128
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1041-1394 di LRPPRC umano (NP_573566.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P42704
Peso Proteico	158kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio