


Anticorpo Policlonale Anti-Lrrc4 Per Wb, Elisa - Q9Hbw1

Numero articolo: CM0013487



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LRRC4 umano (NGL-2), validato per WB ed ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per ricerche di neuroscienze e studi sul glioma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LRRC4 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	NAG14; NGL-2; LRRC4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	64101
ID Gene	64101
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 544-653 di LRRC4 umano (NP_071426.1))
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9HBW1
Peso proteico	73kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio