


Anticorpo Policlonale Anti-Lrrc7 Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96Nw7

Numero articolo: CM0016078



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting LRRC7 umano (Densin-180), adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Validato per la reattività con umano, topo e ratto. Ideale per applicazioni di ricerca postsinaptica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LRRC7 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	DENSIN; LRRC7
Specie	Umano
GeneID (Umano)	57554
GeneID	57554
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 730-890 di LRRC7 umano (NP_065845.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96NW7
Peso proteico	173kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio