

Anticorpo Policlonale Anti-Lrrfip1 Per Wb, Elisa - Q32Mz4

Numero articolo: CM0019327



introduzione

Anticorpo Policlonale Rabbito Anti-LRRFIP1 validato per WB ed ELISA, che reagisce con umano, topo e ratto. Uno strumento prezioso per lo studio della repressione trascrizionale, della proliferazione del muscolo liscio e delle vie di segnalazione TLR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LRRFIP1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GCF2; TRIP; FLAP1; GCF-2; FLAP-1; HUF1-1; FLIAP1; LRRFIP1
Specie	Umano
GeneID	9208
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 589-809 di LRRFIP1 umano (NP_001131024.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q32MZ4
Peso Proteico	89kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio